



Herzstillstand?



1. **Bewahren Sie Ruhe**
2. **Prüfen Sie, ob der Betroffene bei Bewusstsein ist. Falls nicht: Prüfen Sie, ob der Betroffene atmet oder sich bewegt.**
3. **Veranlassen Sie, dass unverzüglich der Notruf 112 abgesetzt wird.**
4. **Entnehmen Sie den Defibrillator (AED) aus dem Wandkasten.**
5. **Bringen Sie den Defibrillator so schnell wie möglich zum Betroffenen.**
6. **Schalten Sie den AED an und folgen Sie den Anweisungen des Gerätes.**
7. **Beachten Sie, dass Kinder (bis 8 Jahre) andere Elektroden benötigen wie Erwachsene. Die Elektroden sind eindeutig gekennzeichnet.**

